



SCHLEIF- UND POLIERKOPF

QPOL GO

Der Schleif- und Polierkopf Qpol GO ermöglicht den **perfekten Einstieg in die automatische Probenpräparation** und ist hierfür mit den ein- und zweispindeligen Schleif- und Poliermaschinen Qpol 250 M1/2 und Qpol 300 M1/2 kombinierbar.

Die **etablierte Technologie, einfache Bauweise** und das **intuitive Bedienkonzept** erlauben einfache und schnelle Präparationsschritte. Hierbei kann der Anpressdruck (Einzelandruck) und die Präparationszeit über die entsprechenden Drehregler direkt am Schleif- und Polierkopf stufenlos eingestellt werden. Der Arbeitsbereich des Polierkopfes ist dank **LED-Beleuchtung** und der besonders **schlanken Bauweise** gut zugänglich und einsehbar.

Das **robuste Gerät** ist mit einer am Polierkopf anschraubbaren Dosier-Tropfflasche Qdoser ONE oder dem Dosiersystem Qdoser GO kombinierbar und bietet größtmögliche **Flexibilität** für die Probenpräparation und **Bedienkomfort** für den Anwender. Bei entsprechender Vorbereitung ist Qpol GO auf den manuellen Schleifgeräten nachrüstbar.

## PRODUKTVORTEILE

- | Variabel einstellbarer Anpressdruck (Einzelandruck)
- | Einstellbarer Timer für Präparationszeit
- | Werkzeuglose Probenhalteraufnahme
- | Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet
- | Nachrüstbar für Qpol 250/300 M Maschinen
- | Energiesparende LED-Ausleuchtung des Arbeitsbereichs



### **PERFEKTES SCHLEIFEN UND POLIEREN- VERBRAUCHSMATERIALIEN VON QATM**

Schleifen und Polieren ist zuverlässiger, sicherer und effizienter, wenn es mit den richtigen Zutaten durchgeführt wird: Wissen, Sorgfalt und die richtige Wahl der Verbrauchsmaterialien und Instrumente.



## QDOSER GO

**Das automatische Dosiergerät QDOSER GO ist für alle manuellen Schleifgeräte geeignet und universell einsetzbar.** 4 verschraubbare 500 ml-Glasflaschen fassen 3x Suspension und 1x Schmiermittel oder 4x Dia-COMLETE und sind über einen separaten Deckel befüllbar. Sie sind zur Reinigung einfach herausnehmbar.

Die Dosierdüsenhalterung für manuelle Dosierung kann frei auf den Geräten platziert werden. Das Dosierintervall ist über das Bedienpanel variabel einstellbar. Eine Rückspülfunktion hält die Schläuche sauber.

- | Automatisches Dosiergerät für 3x Diamantsuspensionen und 1x Schmiermittel oder 4x Dia-COMLETE
- | Dosierintervall variabel einstellbar
- | Rückspülfunktion
- | Wahlweise Einzel-/ Automatikbetrieb
- | Für alle Schleif- u. Poliergeräte geeignet
- | Suspensionsvorratsflaschen nachfüllbar und entnehmbar

### AUTOMATISCHE SCHLEIF- / POLIERGERÄTE QPOL GO

## TECHNISCHE DATEN

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>No. of samples (single pressure)</b> | 1 - 4 samples ø 40 mm |
| <b>Probenhalter</b>                     | ø 120 mm              |
| <b>Single pressing force</b>            | variable, 5 - 45 N    |
| <b>Speed (head)</b>                     | 150 min <sup>-1</sup> |
| <b>Drive power (head)</b>               | 60 W                  |
| <b>Weight</b>                           | 18.5 kg               |

[www.qatm.com/qpol-go](http://www.qatm.com/qpol-go)

## BESTELLDATEN