



TÊTE DE PRÉPOLISSAGE & DE POLISSAGE

QPOL GO

La tête de prépolissage et de polissage Qpol GO permet une **approche parfaite et simple de la préparation automatique** des échantillons, elle peut s'adapter sur des polisseuses à un ou deux plateaux Qpol 250 M1 / 2 et Qpol 300 M1 / 2.

La **technologie éprouvée, la construction simple et l'utilisation intuitive** permettent des étapes de préparation simples et rapides. La pression de prépolissage/polissage (pression individuelle) et le temps de préparation peuvent être réglés en continu à l'aide de la commande rotative, directement sur la tête de prépolissage/polissage. La zone de travail de la tête de polissage est facilement **accessible et visible grâce à l'éclairage LED**.

Ce système **robuste** peut être combiné avec un flacon compte-gouttes Qdoser ONE qui peut être vissé sur la tête de polissage ou avec le système de dosage Qdoser ECO et permet une **flexibilité maximale** pour la préparation des échantillons et un grand **confort d'utilisation**. Avec la préparation appropriée, le Qpol GO peut également être installé ultérieurement sur les polisseuses manuelles.

AVANTAGES PRODUIT

- | Pression individuelle variable
- | Minuterie réglable pour le temps de préparation
- | Fixation sans outil du porte-échantillon
- | Boîtier en aluminium, revêtu
- | Possibilité de mise à niveau sur les machines Qpol 250/300 M
- | Eclairage LED économique



PRÉPOLISSAGE ET POLISSAGE PARFAITS – LES CONSOMMABLES DE QATM

Le prépolissage et le polissage sont plus fiables, plus sûrs et plus efficaces lorsqu'ils sont réalisés avec les bons ingrédients : savoir-faire, soin et choix judicieux des consommables et des instruments.



QDOSER GO

Le système de dosage automatique QDOSER GO convient universellement à toutes les polisseuses manuelles. Quatre flacons en verre de 500 ml avec bouchons à vis peuvent contenir 3 x suspensions et 1 x lubrifiant ou 4 x Dia-COMLETE et peuvent être remplis via un couvercle séparé. Ils sont facilement démontables pour le nettoyage. Le support pour buses pour dosage manuel peut être librement positionné sur la machine. L'intervalle de dosage peut être réglé de manière variable via le panneau de commande. La fonction de rinçage permet de garder les conduits propres.

- | Unité de dosage automatique pour 3x suspensions de diamant et 1x lubrifiant ou 4x Dia-COMLETE
- | Intervalle de dosage réglable
- | Fonction de rinçage inversé
- | Mode manuel ou automatique
- | Pour toutes les polisseuses
- | Flacons de suspension refermables et amovibles

PRÉ-POLISSAGE & POLISSAGE AUTOMATIQUES QPOL GO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|----------------------------|
| Nb d'échantillons (pression unique) | 1 - 4 échantillons ø 40 mm |
| Support échantillons | ø 120 mm |
| Force de pression unique | variable, 5 - 45 N |
| Vitesse (tête) | 150 min-1 |
| Puissance d'entraînement (tête) | 60 W |
| Poids | 18.5 kg |

www.qatm.com/qpol-go

N° ARTICLE