



PRELEVIGATURA E CAMPIONE; TESTA DI LUCIDATURA

QPOL GO

La testa di levigatura e lucidatura Qpol GO consente la **perfetta introduzione alla preparazione automatica dei campioni** e può essere combinata con le levigatrici e pulitrici a singolo e doppio piatto Qpol 250 M1 / 2 e Qpol 300 M1 / 2.

La tecnologia consolidata, la costruzione semplice e il concetto di comando intuitivo consentono passaggi di preparazione semplici e veloci. La spinta di levigatura / lucidatura (spinta singola) e il tempo di preparazione possono essere regolati in modo continuo utilizzando il comando rotativo corrispondente direttamente sulla testa di levigatura e lucidatura. L'area di lavoro della testa è facilmente accessibile e visibile grazie all'illuminazione a LED e al design particolarmente sottile.

Il dispositivo può essere combinato con un flacone di dosaggio contagocce che può essere avvitato sulla testa di lucidatura o con il sistema di dosaggio Qdoser ECO, offrendo così la **massima flessibilità** nella preparazione del campione e un'incredibile **comodità operativa**. Qpol GO può essere adattato anche sulle levigatrici manuali.

VANTAGGI PRODOTTO

- | Pressione singola regolabile
- | Timer regolabile per il tempo di preparazione
- | Bloccaggio del porta campioni senza attrezzi
- | Alloggiamento in alluminio, verniciato a polvere
- | Retrofit su macchine Qpol 250/300 M
- | Illuminazione LED economica



LECIGATURA E LUCIDATURA PERFETTE - I CONSUMABILI DI QATM

La levigatura e la lucidatura risultano più affidabili, sicure ed efficienti quando vengono eseguite con i giusti elementi: competenza, attenzione e una scelta appropriata dei materiali di consumo e strumenti.



QDOSER GO

Il sistema automatico di dosaggio QDOSER GO è universalmente adatto con tutte le levigatrici manuali. Il sistema è composto da quattro bottiglie di vetro da 500 ml con tappo a vite, 3x sospensioni e 1x lubrificante o 4x Dia-Complete, che possono essere riempite anche attraverso un coperchio separato e possono essere rimosse facilmente per la pulizia.

Il supporto degli erogatori per il dosaggio manuale può essere posizionato liberamente sulla macchina. L'intervallo di dosaggio può essere configurato in modo variabile attraverso il pannello di controllo. La funzione di risciacquo mantiene i tubi puliti.

- | Unità di dosaggio automatico per 3x sospensioni diamantate e 1x lubrificante o 4x Dia-Complete
- | Intervallo di dosaggio regolabile
- | Funzione inversa di risciacquo
- | Modalità automatica o manuale
- | Per tutte le levigatrici/pulitrici
- | Contenitore per le sospensioni riutilizzabili e rimovibili

LEVIGATRICI E PULITRICI AUTOMATICHE QPOL GO

DATI TECNICI

Numero di campioni (pressione singola)	1 - 4 campioni da \varnothing 40 mm
Porta Campioni	\varnothing 120 mm
Singola forza di pressione	variabile, 5 - 45 N
Velocità (testa)	150 min-1
Potenza motrice (testa)	60 W
Peso	18.5 kg

www.qatm.com/qppl-go

ARTICOLI