



SLIJP- EN POLIJSTKOP
QPOL GO

De Qpol GO slijp- en polijstkop maakt de **perfecte introductie tot automatische monstervoorbereiding** mogelijk en kan worden gecombineerd met de een- en tweewielige slijp- en polijstmachines Qpol 250 M1 / 2 en Qpol 300 M1 / 2.

De **geavanceerde technologie, eenvoudige constructie** en het **intuïtieve bedieningsconcept** maken eenvoudige en snelle prepareerstappen mogelijk. De slijp-/polijstdruk (enkele druk) en de prepareertijd kunnen traploos worden ingesteld met de bijbehorende draaiknop direct op de slijp- en polijstkop. Het werkgebied van de polijstkop is gemakkelijk toegankelijk en zichtbaar dankzij de **LED-verlichting** en het **speciale slanke ontwerp**.

Het **robuuste apparaat** kan worden gecombineerd met een doseerdruppelfles Qdoser ONE die op de polijstkop of het Qdoser ECO doseersysteem kan worden geschroefd en biedt maximale **flexibiliteit** voor monstervoorbereiding en **bedieningsgemake**. Met de juiste voorbereiding kan Qpol GO achteraf worden gemonteerd op de handmatige slijpmachines.

PRODUCTVOORDELEN

- | Variabele enkele druk
- | Instelbare timer voor prepareertijd
- | Gereedschapsloze klemming van de monsterhouder
- | Aluminium behuizing met poedercoating
- | Uitbreidbaar op Qpol 250/300 M machines
- | Economische LED verlichting



PERFECT GRINDING AND POLISHING – CONSUMABLES BY QATM

Grinding and polishing is more reliable, safe and efficient when processed with the right ingredients: knowledge, care and the right choice of consumables and instruments.



QDOSER GO

Het automatische doseersysteem QDOSER GO is universeel geschikt voor gebruik met alle handmatige polijstmachines.

Vier glazen flessen van 500 ml met schroefdop bevatten 3 x suspensie en 1 x smeermiddel of 4 x Dia-Complete en kunnen via een apart deksel worden gevuld. Ze zijn gemakkelijk te verwijderen voor reiniging.

De houder voor doseersproeiers voor handmatige dosering kan vrij op de machine worden geplaatst. Het doseerinterval kan variabel worden ingesteld via het bedieningspaneel. De terugspoelfunctie houdt de slangen schoon.

- | Automatische doseereenheid voor
3x diamantsuspensie en 1x smeermiddel of
4x Dia-Complete
- | Doseerinterval instelbaar
- | Terugspoelfunctie
- | Handmatige of automatische modus
- | Voor alle slijpmachines en polijstmachines
- | Suspensiecontainers navulbaar en uitneembaar

AUTOMATISCHE SLIJP- EN POLIJSTMACHINE QPOL GO

TECHNISCHE GEGEVENS

No. of samples (single pressure)	1 - 4 samples ø 40 mm
Monsterhouder	ø 120 mm
Single pressing force	variable, 5 - 45 N
Speed (head)	150 min ⁻¹
Drive power (head)	60 W
Weight	18.5 kg

www.qatm.com/qppl-go

BESTELGEGEVENS