



CABEÇA DE LIXAMENTO & POLIMENTO

QPOL GO

A cabeça de polimento e lixamento Qpol GO **permite a introdução perfeita à preparação automática de amostras** e pode ser combinada com as máquinas de polimento e lixamento com disco simples e duplo Qpol 250 M 1/2 e Qpol 300 M 1/2.

A **tecnologia estabelecida, a construção simples e o conceito de operação intuitivo** permitem etapas de preparo simples e rápidas. A pressão de lixamento / polimento (pressão única) e o tempo de preparação podem ser ajustados continuamente usando o controle giratório correspondente diretamente na cabeça de lixamento e polimento. A área de trabalho da cabeça de polimento é facilmente acessível e visível graças à **iluminação LED** e ao **design particularmente fino**.

O **dispositivo robusto** pode ser combinado com um frasco conta-gotas dosador que pode ser aparafusado na cabeça de polimento ou no sistema de dosagem Qdoser ECO e oferece máxima **flexibilidade** para preparação de amostras e **conveniência operacional**. Com a preparação adequada, Qpol GO também pode ser adaptado nas lixadeiras manuais.

VANTAGENS DO PRODUTO

- | Pressão única variável
- | Cronômetro ajustável para tempo de preparação
- | Fixação do porta-amostras sem ferramentas
- | Caixa de alumínio, pó revestido
- | Máquinas reequipável Qpol 250/300 M
- | Iluminação econômica LED



MOAGEM E POLIMENTO PERFEITOS - CONSUMÍVEIS PELA QATM

A moagem e o polimento são mais confiáveis, seguros e eficientes quando processados com os ingredientes certos: conhecimento, cuidado e a escolha certa de consumíveis e instrumentos.



QDOSER GO

O sistema automático de dosagem QDOSER GO é universalmente adequado para uso com todos alixadeiras manuais. Quatro frascos de vidro de 500 ml com tampas de rosca suportam 3 x suspensões e 1 x lubrificante ou 4 x suspensões e podem ser enchidos através de uma tampa separada. Eles são facilmente removidos para limpeza..

O suporte para o dosador manual pode ser livremente posicionado na máquina. O intervalo de dosagem pode ser configurado de forma variável através do painel de controle. A função de backflushing mantém as mangueiras limpas.

- | Unidade de dosagem automática para
3x suspensões de diamante e 1x lubrificante ou
4x suspensões de diamante
- | Intervalo de dosagem ajustável
- | Função de lavagem reversa
- | Modo manual ou automático
- | Para todos os tipo de lixadeiras e politrizes
- | Recipientes de suspensão recarregáveis e removíveis

LIXADORAS E POLITRIZES AUTOMÁTICAS QPOL GO

DADOS TÉCNICOS

Nº de amostras (pressão única)	1 - 4 amostras ø 40 mm
Porta-amostra	ø 120 mm
Força de pressão única	variável, 5 - 45 N
Velocidade (cabeça)	150 min-1
Força motriz (cabeça)	60 W
Peso	18.5 kg

www.qatm.com/qpol-go

DADOS PARA PEDIDO